



DDI - DENSIDADE - DIVERSOS

Finalidade

Medição de densidade.

Material

Urina e Líquidos Cavitários

Instruções

Para Urina:

- Colher preferencialmente no laboratório a 1ª urina da manhã ou com intervalo de 4 horas entre as micções.
- Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar.
- Para urina primeiro jato, colher os primeiros 10 a 20 mL de urina (não ultrapassar o volume de 20 mL).
- Para urina recente (jato médio), desprezar o 1º jato de urina e coletar o jato do meio (cerca de 30 mL).
- Mulheres: não fornecemos e nem indicamos o uso de tamponamento (absorvente interno) para

coleta de urina no período menstrual.

- Criança: Não utilizar pomadas no dia da coleta.
- Coleta com coletor de urina infantil: somente realizada nas dependências do laboratório.
- Manter dieta hídrica habitual.
- Não coletar urina após cliente ter ingerido dextrosol, coletar antes da ingestão ou orientar coleta no dia seguinte.

- Não realizamos a coleta de líquidos cavitários por se tratar de um procedimento médico.